






## Fiche technique REF 09.17.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.17.18	Watson Cheyne Dissecteur/sonde d/e18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826010775
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,022	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		