



Fiche technique REF 09.21.76

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.21.76	transporteur de coton Triangulaire cranté Ø 1.2mm 16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32873	GTIN	04046826011031
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-698
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,006	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.2mm 16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		