





## Fiche technique REF 09.44.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.44.13	Nelson trocart abdom 4.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011376
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-155
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	4.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4021 (X20Cr13)		