






Fiche technique REF 09.52.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.52.10	Lichtwitz aiguille à sinus max Ø 1.6mm 12.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011574
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-155
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.6mm 12.5cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		