




Fiche technique REF 09.52.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.52.45	Pierce trocart à sinus max Ø 5mm 16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011659
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-157
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	Ø 5mm 16cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4021 (X20Cr13)		