






Fiche technique REF 09.72.07

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.72.07	Quincke cannule 0.70x80mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	38749	GTIN	04046826011932
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	0.70x80mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		