



## Fiche technique REF 09.73.92

11.12.2025

| Données générales |                |                              |                         |
|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 09.73.92       | Bier cannule 1.20x80mm Luer  |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                | 90183900                |
| GMDN              | 38749          | GTIN                         | 04046826012038          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                   | 15-206                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Poids (kg)        | 0,035          | Mode d'emploi                | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement |                         |



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)

## Image principale

## Image détaillée



|            |           |            |                                                              |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions | 1.20x80mm | Revêtement | Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10)             |
| Vis               | 1.4310 (X10CrNi18-8)             |
| Autres            | 2.0401 (CuZn39Pb3)               |