



Fiche technique REF 09.73.93

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.73.93	Bier cannule 1.20x90mm Luer	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	38749	GTIN	04046826012045
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)

Image principale

Image détaillée



Dimensions	1.20x90mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
------------	-----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)