






Fiche technique REF 09.74.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.74.20	Lichtwitz Canule pour sinus maxillaire Ø 2.0mm 14.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826012076
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-561
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,036	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.0mm 14.5cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		