






## Fiche technique REF 09.75.30

11.12.2025

| Données générales   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Référence   | 09.75.30   | Menghini aiguille à biopsie 1.40x70mm LL |  |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                            | 90183900   |
| GMDN  | 11775  | GTIN                                     | 04046826012199   |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                                      | Code UMDNS                               | 10-561   |
| Classification  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R001;03;ag;3J                                      |
| Poids (kg)  | 0,026  | Mode d'emploi                            | GATDR00X   |
| Sans latex  | non applicable                                   | Instructions de retraitement             |  |
|   |  |  |  |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |  |  |
| Image principale  |  | Image détaillée                          |  |
|   |  |  |  |
| Dimensions  | 1.40x70mm  | Revêtement                               | Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface |
| Conditions de stockage  |  |  |  |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |  |  |
| Matériaux   |  |  |  |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)                 |  |  |
| Partie principale   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |  |  |
| Vis   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                             |  |  |
| Autres  | 2.0401 (CuZn39Pb3)                               |  |  |