






## Fiche technique REF 09.75.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.75.35	Menghini aiguille à biopsie 1.40x100mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	11775	GTIN	04046826012205
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-561
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.40x100mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		