






Fiche technique REF 09.75.84

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.75.84	Trocart 105mm Ø 1.40mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	46899	GTIN	04046826012267
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-154
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Poids (kg)	0,058	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	105mm Ø 1.40mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		