





## Fiche technique REF 09.79.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.79.55	Robinet d'arrêt de flux Luer Lock LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826012946
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-729
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		