



Fiche technique REF 09.84.23

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.84.23	Yasargil Canule d'aspirationØ 2.0mm 13cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013592
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.0mm 13cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		