



Fiche technique REF 09.85.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.85.08	Andrews Pynchon Tuyau d'aspiration dél23.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013769
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,064	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		