



Fiche technique REF 09.86.30

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.86.30	canule aspir a/raccord tuyau 21cm Ø 6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013899
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,120	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 451.04.65 (brochure Thora MIC chirurgie thoroscop mini inv)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21cm Ø 6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		