





Fiche technique REF 09.87.23

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.23	Toledo Canule de liposuction poignée de connexion 15cm Ø 2mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014117
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,056	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15cm Ø 2mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4021 (X20Cr13)		