




Fiche technique REF 09.87.26

03.06.2026

| Données générales | | | |
|--|---|--|---|
| Référence | 09.87.26 | Toledo Canule de liposuction poignée de connexion 25cm Ø 4mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45414 | GTIN | 04046826014148 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 17-640 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,065 | Mode d'emploi | G098395 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK11 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 25cm Ø 4mm | Revêtement | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Poignée | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Autres | 1.4021 (X20Cr13) | | |