






Fiche technique REF 09.87.43

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.43	Seringue p Liposuccion50/60ml	
Unité de vente	boîte/60	No. de douane	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826014278
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	2,500	Mode d'emploi	G098395
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STERILE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">EO</div>  </div>			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50/60ml	Revêtement	
Conditions de stockage			
			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PP (Polypropylen)		