








Fiche technique REF 09.87.44

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.44	Stop p Seringues de liposuction	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183190
GMDN	56636	GTIN	04046826014285
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-929
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions		Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.2315 (AlMgSi1)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4310 (X10CrNi18-8)		