






Fiche technique REF 09.87.47

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.47	Canule de liposuction connection luer lock 15cm Ø 1.7mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014315
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm Ø 1.7mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		