





## Fiche technique REF 09.87.54

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.54	Connection du manche de la canule de liposuction 15cm Ø 2.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014384
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,055	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) 451.03.82 (prospectus liposuction )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15cm Ø 2.0mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		