



Fiche technique REF 09.87.61

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.87.61	Entner Canule de liposuction drt 18 trous connection luer lock15cm Ø 3mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014445
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,012	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11



Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)
----------------	---

Image principale	Image détaillée
 	

Dimensions	15cm Ø 3mm	Revêtement	
------------	------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)