



Fiche technique REF 09.87.69

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.87.69	Entner canule p liposucc baï 30cm Ø 3mm 30 trous LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014520
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	30cm Ø 3mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		