



Fiche technique REF 09.87.72

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.87.72	Entner Canule de liposuction drt 22 trous poignée de connexion 20cm Ø 3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014551
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,058	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11



Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
----------------	---	--	--

Image principale		Image détaillée	
			

Dimensions	20cm Ø 3mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	------------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)