



Fiche technique REF 09.87.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.87.85	connecteur pour la poignée p Canule de liposuccion	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014681
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-729
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,044	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		