



Fiche technique REF 09.87.86

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.87.86	Support de seringue Luer LockØ 40mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014698
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-729
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,197	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 40mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		