



Fiche technique REF 09.87.90

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.87.90	Poignée de dosage pour la lipo-injection 20ml	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826014735
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	17-640
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,134	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	20ml	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4305 (X8CrNiS18-9)