



Fiche technique REF 09.87.94

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.87.94	Seringue p injection lipo Luer Lock1ml P/100	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826405601
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,920	Mode d'emploi	G098395
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
STERILE R			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1ml	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PP (Polypropylen)		