



Fiche technique REF 09.87.95

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.87.95	Poignée de dosage pour la lipo-injection3ml	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826014759
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	17-640
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,130	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	3ml	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		