



Fiche technique REF 09.88.07

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.88.07	Canule d'infiltration Ø 1.0x120mm	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826462611
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,398	Mode d'emploi	G098395
Sans latex		Instructions de retraitement	
STERILE EO  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.0x120mm	Revêtement	Fine couche de silicone recouvrant des parties du produit
Conditions de stockage			
			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) PP (Polypropylen)		