







## Fiche technique REF 09.88.34

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.88.34	Kotzur Canule de liposuction Turbo 9 trous poignée de connexion 30cm Ø 3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014896
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) 451.03.82 (prospectus liposuction )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	30cm Ø 3mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		