





Fiche technique REF 09.88.46

03.06.2026

Données générales			
Référence	09.88.46	Poignée avec fixation de tuyau et trou rotatif p Canule de liposuction	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014919
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,135	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		