



Fiche technique REF 09.88.83

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.88.83	Adaptateur de transfert LL/W à LL/W	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014926
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-729
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.82 (prospectus liposuction)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		