



Fiche technique REF 09.89.28

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.89.28	von Gregory Canule d'infiltration 16 trous connection luer lock 15cm Ø 2mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826437077
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,012	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11



Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	15cm Ø 2mm
------------	------------

Revêtement	
------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
--	----------------------------------

Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)
------------------------------	--