



Fiche technique REF 09.95.11

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.95.11	câble métallique seul / seulement inox flexible 90cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826014995
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-828
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	90cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		