



Fiche technique REF 09.96.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.96.08	Stripper pour endartériectomie Ø 8.5mm 55cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31729	GTIN	04046826015282
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-824
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,021	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 8.5mm 55cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		