



Fiche technique REF 09.99.01

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.99.01	poignée de la canule d'aspiration seul / seulement PEN	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826434229
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.56 (prospectus PEN)		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions		Revêtement	Lors de l'anodisation, une couche de métal dur est créée sur les composants en aluminium par enrichissement en titane
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		