



Fiche technique REF 09.99.03

25.08.2026

Données générales			
Référence	09.99.03	PEN Adaptateur p Canal d'aspiration à usage unique avec prise de courant	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826450328
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02



Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.56 (prospectus PEN)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)