



Fiche technique REF 10.18.85

25.08.2026

Données générales			
Référence	10.18.85	Mayo Hegar Porte-aiguille 16cm Ti HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826015954
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.04.41 (prospectus instr en titane p la chir cardiaque et vasc)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	16cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en titane
------------	------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))
Autres	K40 (WcCo)