



Fiche technique REF 10.19.20

03.06.2026

Données générales			
Référence	10.19.20	Hegar Porte-aiguille 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016005
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,074	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	20cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)