



## Fiche technique REF 10.25.65

25.08.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 10.25.65                                                                          | Intracardiaque Porte-aiguille cranté 14cm HM |                                                                                                 |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                                                             | No. de douane                                | 90189084                                                                                        |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12726                                                                             | GTIN                                         | 04046826016418                                                                                  |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                                                       | Code UMDNS                                   | 12-726                                                                                          |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                                                        | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                         |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,025                                                                             | Mode d'emploi                                | GATDR00X                                                                                        |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                                                    | Instructions de retraitement                 | MPK23-1                                                                                         |
| <div></div> |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogue cardio ) |                                              |                                                                                                 |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                                                   | Image détaillée                              |                                                                                                 |
|          |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 14cm                                                                              | Revêtement                                   | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                                                  |                                              |                                                                                                 |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                                                  |                                              |                                                                                                 |
| Autres                                                                                                                                                                        | K40 (WcCo)                                                                        |                                              |                                                                                                 |