




Fiche technique REF 10.28.74

25.08.2026

Données générales			
Référence	10.28.74	Ryder Porte-aiguille lisse 23cm Mini HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016586
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,059	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	
----------------	--

Image principale		Image détaillée	
			

Dimensions	23cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	------	------------	---

Conditions de stockage	
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise	

Matériaux	
	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Autres	K40 (WcCo)