



Fiche technique REF 10.39.65

25.08.2026

Données générales			
Référence	10.39.65	Senning Porte-aiguille cranté15cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016920
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,029	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	K40 (WcCo)		