



## Fiche technique REF 10.40.28

25.08.2026

| Données générales |                |                                 |                         |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 10.40.28       | Wangensteen Porte-aiguille 28cm |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                   | 90189084                |
| GMDN              | 12726          | GTIN                            | 04046826016968          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                      | 12-726                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Poids (kg)        | 0,099          | Mode d'emploi                   | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement    | MPK23-1                 |



|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |
|----------------|--------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |      |            |  |
|------------|------|------------|--|
| Dimensions | 28cm | Revêtement |  |
|------------|------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                 |