



Fiche technique REF 10.58.63

25.08.2026

Données générales			
Référence	10.58.63	Kilner Porte-aiguille 13cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826017040
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)

Image principale

Image détaillée



Dimensions	13cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Autres	K40 (WcCo)