



Fiche technique REF 11.34.18

25.08.2026

Données générales			
Référence	11.34.18	Toennis Porte-aiguille18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826017705
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-726
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,056	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		