



Fiche technique REF 11.74.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	11.74.13	Barraquer Porte-aiguille sans verrouillage11.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018085
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,043	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	11.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		