



Fiche technique REF 11.74.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	11.74.25	Barraquer Porte-aiguille avec fermeture14.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018115
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instruments pour la blépharoplastie Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	14.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		