



Fiche technique REF 11.82.23

25.08.2026

Données générales			
Référence	11.82.23	Jacobson Heavy Style Porte-aiguille avec fermeture avec Revêtement diamanté23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN		GTIN	04046826498719
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,077	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	23cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	1.4307 (X2CrNi18-9)